



# ESTETIS

AESTHETIC LINE BY POKA



**ACRYLIC TEETH**  
ESTETIS - AESTHETIC LINE BY POKA

**P R E M I U M**  
**THE 3 LAYERED**  
CROSS - LINKED ACRYLIC TEETH

Compatible colore  
according VITA™  
shades



- LONG-LASTING COLOUR STABILITY
- RESISTANCE TO ABRASION
- PERFECT JUNCTION WITH BASE ACRYLIC



FRONTALI SUPERIOR, TRIUNGIULARI



FRONTALI SUPERIOR, OVOIDALI

MĂRIMI ȘI FORME DISPONIBILE



FRONTALI SUPERIOR, PĂTRAȚI

FRONTALI INFERIORI




# PREMIUM


# THE 3 LAYERED

CROSS - LINKED ACRYLIC TEETH




## FRONTALI INFERIORI



## POSTERIORI SUPERIOR/INFERIOR



## DIAGRAMA CU COMBINAȚII RECOMANDATE

			
R3	Z3	Z4	S1
R4	Z3		S3
R5	Z4		S4
R7	Z5		S4
R8	Z8		S5
U1	Z1		S1
U3	Z4		S4
U4	Z5		S4
U6	Z8		S5
X1	Z1		S1
X3	Z5		S4
X6	Z7		S5

**3** ESTETIS  
LAYER AESTHETIC LINE BY POKA

DINȚI DE PROTEZĂ DIN ACRILAT ÎN 3 STRATURI.

- stabilitatea culorii
- lustruire ușoară
- rezistență la abraziune
- duritate ridicată

Culori compatibile cu standardul VITA™ Shades

# 3 ESTETIS

LAYER AESTHETIC LINE BY POKA



## PREMIUM

### THE 3 LAYERED

CROSS - LINKED ACRYLIC TEETH

## ACRYLIC TEETH FOR MANUFACTURING OF REMOVABLE RESTORATIONS

A se depozita în loc uscat, răcoros și ferit de lumină directă. Pentru a asigura adeziunea optimă la baza protezei, șlefuiți dinții la colet înainte de montare, îndepărtați ceara și degresați cu monomer metilmetacrilat.

Nu conține substanțe clasificate drept periculoase conform directivei 67/548, CE și amendamentelor ulterioare.

- A nu se inhala praful generat de pe urma șlefuirii dinților, utilizați echipament de protecție adecvat.

Recomandări pentru pacient

- A nu se introduce proteza în soluții alcaline, acide sau alte substanțe agresive pentru acrilat. A se evita periajul excesiv.



PRODUCED BY GOLDENT HUNGARY LTD.  
H-2120 Dunakeszi, Alagi majori út 3.  
www.goldent.hu. ISO 22112:2006



DISTRIBUTED BY TEHNODENT POKA  
Ghiroda - Romania Str. Aeroport nr. 90, cod: 307200  
Tel: +40 256 246 114, www.poka.ro